

Classification fonctionnelle de la préhension d'Enjalbert

Ce test n'a été validé que chez l'hémiplégique vasculaire.

Niveau	Descriptif
0	Aucune amorce de récupération, préhension nulle.
1	Approche syncinétique en abduction-rétropulsion d'épaule et flexion du coude.
2	Approche analytique sans prise possible.
3	Approche analytique, prise globale, mais sans lâcher actif.
4	Approche analytique, prise globale, et lâcher actif.
5	Existence d'une prise tri digitale.
6	Préhension surnormale avec pince fine.

Nom du patient :

Prénom :

Date de naissance : / /

Date de l'examen : / /